

Kompatibilitätserklärung für Hebetücher


Alle Hebetücher von Drive DeVilbiss sind mit mobilen Patientenhilfen und festinstallierten Deckenhilfen, die mit einem hängenden System mit offenen oder geschlossenen Haken ausgestattet sind, kompatibel. Hierfür müssen die Haken in der Lage sein, eine 25 - 40 mm breite Gurtschleife aufnehmen zu können und unter Spannung zu halten. Die kompatiblen Patientenhilfen und Deckenhilfen müssen mit einem 2-, 4- oder 6-Punkt Transportbügel ausgestattet sein.

Folgende Transportbügel sind mit Drive DeVilbiss Hebetüchern kompatibel




Plastikösen- und gelochte Metallösen-Aufnahmen sind nicht kompatibel!

**Transportbügel
2-, 4-, 6-Punktaufnahme**
Doppel- und/oder Einzelhaken




**Doppeltransportbügel
mit 4 Punkt Aufnahme**
Doppel- und/oder Einzelhaken




Folgende Haken sind mit Drive DeVilbiss Hebetüchern kompatibel

Haken senkrecht montiert
gebogen



ohne Verschlussklammer

Haken in der Längsachse montiert
gebogen / spiralförmig



mit oder ohne Verschlussklammer

**Haken senkrecht und in
der Längsachse montiert**
gebogen / spiralförmig



Die Auflistung der Transportbügelarten mit entsprechenden Haken ist nicht erschöpfend. Sollte die verwendete Transportbügelart mit entsprechenden Haken hier nicht aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte an uns, wir prüfen die Kompatibilität.